

Instruments Surgivisio



● Caractéristiques :

- À usage unique
- Pré-calibrés en production
- Livrés stériles

Broches à épaulement pour fixation sur process épineux



Diamètre extérieur des broches : Ø 2 mm
Longueur : 100 mm
Épaulement : Ø 1 mm sur 4 mm

Référence patient + 2 coins



Fantôme d'imagerie 3D



Fantôme d'imagerie 3D déporté



Marqueur patient pour navigation



Trocart pointe biseau / Trocart pointe tri-pans



Chaque instrument (hormis les broches) est identifié par une carte d'identification qu'il suffit d'insérer dans le système pour que l'instrument soit automatiquement reconnu.



● Pour chaque intervention :

Imagerie




Référence patient + 2 coins

+



Fantôme d'imagerie 3D



Phantom SPX1



Patient Reference SPX1

+

Cartes d'identification

Kit d'imagerie 3D SPX1
A00018

OU



Référence patient + 2 coins

+



Fantôme d'imagerie 3D déporté



Offset Phantom SPX1



Patient Reference SPX1

+

Cartes d'identification

Kit d'imagerie 3D déporté SPX1
A00038



Kit broche SPX1 (x4)



Kit broche SPX1 (x4)
A00021



Navigation




Marqueur patient pour navigation


+



Trocart de navigation, Pointe biseau



Trocar SPX1



Patient Tracker SPX1

+

Cartes d'identification

Kit de Navigation SPX1, Trocart Pointe Biseau - 11G, 125mm
A00019

OU



Marqueur patient pour navigation

+



Trocart de navigation, Pointe tri-pans



Targeting Needle SPX1 11G, 125mm, Trocar Tip



Patient Tracker SPX1

+

Cartes d'identification

Kit de Navigation SPX1, Trocart Pointe Tri-Pans - 11G, 125mm
A00029

Trocarts navigués supplémentaires



Trocart de navigation,
Pointe biseau

+



Carte d'identification


Trocart de Navigation SPX1,
Pointe Biseau - 11G, 125mm
A00020

OU



Trocart de navigation,
Pointe tri-pans

+



Carte d'identification

Trocart de Navigation SPX1,
Pointe Tri-Pans - 11G, 125mm
A00028

Housses de protection

Housse stérile pour l'écran déporté

Housse stérile pour l'arceau mobile

Housse stérile pour la poignée de la caméra

Références :

A00018	Kit d'imagerie 3D SPX1 (classe Is)
A00038	Kit d'imagerie 3D déporté SPX1 (classe Is)
A00021	Kit broches SPX1 (x4) (classe IIa)
A00019	Kit de Navigation SPX1, Trocart Pointe Biseau - 11G, 125mm (classe IIa)
A00029	Kit de Navigation SPX1, Trocart Pointe Tri-Pans - 11G, 125mm (classe IIa)
A00020	Trocart de Navigation SPX1, Pointe Biseau - 11G, 125mm (classe IIa)
A00028	Trocart de Navigation SPX1, Pointe Tri-Pans - 11G, 125mm (classe IIa)
I00011	Housse stérile pour l'écran déporté (classe Is)
I00009	Housse stérile pour l'arceau mobile (classe Is)
I00010	Housse stérile pour la poignée de la caméra (classe Is)

Pour de plus amples informations sur ce dispositif, merci de vous reporter au Manuel d'utilisation (Réf. AA-0702).

Notre service client est disponible pour toute commande ou complément d'information à service@eential-robotics.com



EENTIAL ROBOTICS

eential robotics